

Моноклональное Антитело Против Loxl2 Для Вб, Ифа — Q9Y4K0

Артикул: CM0004929



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому LOXL2 для ВБ и ИФА. Направлено против лизилоксидазного гомолога 2, участвующего в ремоделировании хроматина, ЭМП и сшивании внеклеточного матрикса. Перекрестно реагирует с человеком. ~87 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LOXL2, кроличье мкАт
Примечания/алиасы	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4017
ID гена	4017
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 675-774 человеческого LOXL2 (Q9Y4K0)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y4K0
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Холодопак