

Поликлональное Антитело Против Loxl2 Для Wb, Elisa - Q9Y4K0

Артикул: CM0016999



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий LOXL2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения лизилоксидазоподобного белка 2 в исследованиях EMT, регуляции хроматина и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LOXL2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Вид	Человек
Идентификатор гена	4017
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 51-290 человеческого LOXL2 (NP_002309.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4K0
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Пакет со льдом