


Анти-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hbw0

Артикул: CM0018581



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LPAR2 (EDG4, LPA2) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Мишень представляет собой рецептор лизофосфатидной кислоты, участвующий в G-белок-сопряженной передаче сигналов и разнообразной клеточной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LPAR2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9170
GeneID	9170
Иммуноген	Синтетический пептид - Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого LPAR2 (NP_004711.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Hbw0
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом