

Поликлональные Антитела К Lpar4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99677

Артикул: CM0021292

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против рецептора LPAR4/LPA4 человека (Q99677). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследований сигнальных путей лизофосфатидной кислоты и GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к LPAR4
Примечания/Альясы	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-подобный; LPAR4
Вид	Человек
ID гена (человек)	2846
ID гена	2846
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 311-370 человеческого LPAR4 (Q99677).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99677
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающим элементом