

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Lpcat1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Nf37

Артикул: CM0030249

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого LPCAT1, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований метаболизма фосфолипидов и биосинтеза активирующего тромбоциты фактора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LPCAT1 кроличыи pAb
Примечания/Псевдонимы	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Вид	Человек
GeneID	79888
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 325-534 человеческого LPCAT1 (NP_079106.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NF37
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка со льдом