

Поликлональное Антитело Anti-Lpcat4 Для Wb, Elisa — Q643R3

Артикул: CM0018277

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LPCAT4, реагирующее с белками человека и мыши. Идеально подходит для применения в WB и ELISA. LPCAT4 — это лизофосфолипидная ацилтрансфераза, участвующая в метаболизме фосфолипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LPCAT4, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
Вид	Человек
GeneID (человек)	254531
GeneID	254531
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 345-524 человеческого LPCAT4 (NP_705841.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q643R3
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Хладагент