

Моноклональное Антитело Против Lpp Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — Q93052

Артикул: CM0002072

введение

Кроличье моноклональное антитело против LPP для ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Распознает липома-предпочтительный партнёр человека и мыши — скаффолдный белок, участвующий в клеточной адгезии и сигналинге.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LPP Rabbit mAb
Примечания/алиасы	LPP; lipoma-preferred partner
Вид	Человек
ID гена (человек)	4026
ID гена	4026
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого LPP (Q93052).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q93052
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом