

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lrat Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O95237

Артикул: CM0012900

введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRAT, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Распознают LRAT человека, мыши и крысы. Подходят для исследований метаболизма ретиноидов и зрения. CamelBio предлагает этот продукт в рамках своей комплексной платформы сырья для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против LRAT
Примечания/Альтернативные названия	LCA14; LRAT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9227
GeneID	9227
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 белка LRAT человека (NP_004735.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95237
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В сумке-хладагенте