

Поликлональные Антитела Кролика Против Lrg1 Для Вб, Иф (Прямая), Ифа - P02750

Артикул: CM0025741



введение

Поликлональные антитела кролика против LRG1, валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживают богатый лейцином альфа-2-гликопротеин в пробах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения белков плазмы и поиска биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRG1 кролик pAb
Примечания/псевдонимы	LRG; HMFT1766; LRG1
Вид	Человек
ID гена (человек)	116844
ID гена	116844
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 36-347 человеческого LRG1 (NP_443204.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02750
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовой пакет