


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lrig1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Ja1

Артикул: CM0018091



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LRIG1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный LRIG1 в образцах человека и мыши. Негативный регулятор рецепторных тирозинкиназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRIG1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LIG1; LIG-1; LRIG1
Вид	Человек
ID гена	26018
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 816-1093 человеческого LRIG1 (NP_056356.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96JA1
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом