

Моноклональное Антитело Кролика Против Lrp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q07954

Артикул: CM0003893



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого LRP1 (505 кДа), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает LRP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного обмена, эндоцитоза и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP1 кроличье мАт
Примечания/алиасы	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Вид	Человек
GeneID	4035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 4400–4500 человеческого LRP1 (Q07954).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07954
Молекулярная масса белка	505 кДа
Доставка	С ледяным пакетом