

Анти-Lrp1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, ИHC-P, Ифа - Q07954

Артикул: CM0013986



введение

Кроличья поликлональная антитело CamelBio против LRP1, валидированная для Вестерн-блоттинга, ИHC-P и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный LRP1, эндоцитарный рецептор массой 505 кДа, участвующий в гомеостазе липидов, клиренсе тау и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP1 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4035
GeneID	4035
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 4401-4500 LRP1 (NP_002323.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07954
Молекулярная масса белка	505кДа
Доставка	Сухой лед