


Кроличья Поликлональная Антитело Против Lrp2 (Мегалин) Для Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Артикул: CM0028612



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого LRP2 (мегалин/grp330). Валидирована для Вестерн-блота, ИHC-P, IF-P и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований эндоцитоза, а также почечных и нервных систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DBS; GP330; LRP-2; LRP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4036
GeneID	4036
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 4446-4655 человеческого LRP2 (NP_004516.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98164
Молекулярная масса белка	522 кДа
Доставка	Холодовой пакет