

Кроличья Поликлональная Антитело К Lrp4 Для Иф-П, Ифа — 075096

Артикул: CM0019802



введение

Кроличья поликлональная антитело к LRP4, валидированная для иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (ИФ-П) и ИФА в образцах человека. Нацелена на LRP4 — рецептор, участвующий в формировании кости и развитии нервно-мышечного синапса. UniProt: O75096.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	4038
ID гена	4038
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 1621-1720 LRP4 человека (NP_002325.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75096
Молекулярная масса белка	212 кДа
Доставка	Холодовая упаковка