

Кроличье Моноклональное Антитело К Lrp5 Для Wb, Elisa - O75197

Артикул: CM0003545

введение

Кроличье моноклональное антитело к LRP5 (O75197) для WB и ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши, нацелено на Wnt-кореецептор LRP5, участвующий в развитии костей и канцерогенезе. Идеально подходит для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к LRP5
Примечания/Синонимы	NBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Вид	Человек
ID гена (человек)	4041
ID гена	4041
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1400-1500 LRP5 человека (NP_002326.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75197
Молекулярная масса белка	179 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом