

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Lrp5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа - 075197

Артикул: CM0012941

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого LRP5, валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Корецептор в Wnt-сигналинге, развитии костей и сосудистой сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4041
GeneID	4041
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	075197
Молекулярный вес белка	179 кДа
Доставка	Сумка со льдом