


Анти-Lrp6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Иф/Ицц, Ифа - O75581

Артикул: CM0017653



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого LRP6, корецептора Wnt, участвующего в сигнальном пути бета-катенина. Подходит для применения в ИФ/ИЦЦ и ИФА. Валидирован для образцов человека. UniProt O75581.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP6 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4040
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-150 человеческого LRP6 (NP_002327.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75581
Молекулярный вес белка	180кДа
Доставка	Сумный лед