


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lrp6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75581

Артикул: CM0029355



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий LRP6, корецептор сигнального пути Wnt, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеально для изучения сигналинга бета-катенина и связанных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против LRP6
Примечания/Альтернативные названия	ADCAD2; STHAG7; LRP6
Вид	Человек
ID гена	4040
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого LRP6 (NP_002327.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75581
Молекулярная масса белка	180 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом