


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lrpprc (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Артикул: CM0026474



введение

Кроличье поликлональное антитело к LRPPRC, предназначенное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF-ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма митохондриальной РНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRPPRC кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
Вид	Человек
ИД гена (человек)	10128
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1041-1394 человеческого LRPPRC (NP_573566.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42704
Молекулярная масса белка	158 кДа
Доставка	Холодовый пакет