

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Lrrc14 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15048

Артикул: CM0022522

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRRC14, предназначенные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. LRRC14 негативно регулирует опосредованную Toll-подобными рецепторами сигнализацию NF-каппа-B. Реагирует с человеческим LRRC14. Подходит для исследований врожденного иммунитета. UniProt Q15048.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличьи rAb против LRRC14                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | LRRC14A; LRRC14                                                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| ID гена                            | 9684                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого LRRC14 (NP_055480.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                           |
| SWISS                              | Q15048                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 55 кДа                                                                                                                            |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |