


Поликлональное Антитело Против Lrrc4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hbw1

Артикул: CM0013487



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LRRC4 (NGL-2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований в нейронауках и изучения глиом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRC4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAG14; NGL-2; LRRC4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64101
ID гена	64101
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 544-653 человеческого LRRC4 (NP_071426.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HBW1
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом