

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lrrc61 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Bv99

Артикул: CM0017623

введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRRC61, полученные на основе полноразмерного рекомбинантного человеческого белка LRRC61. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Подходят для изучения белков, содержащих богатые лейцином повторы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи rAb против LRRC61
Примечания/Алиасы	HSPC295; LRRC61
Вид	Человек
GeneID (человек)	65999
GeneID	65999
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-259 человеческого белка LRRC61 (NP_076431.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV99
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом