


Поликлональное Антитело Anti-Lrrc7 Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Артикул: CM0016078



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий LRRC7 (Densin-180), подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Валидировано для реактивности с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований постсинаптических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRC7 Rabbit pAb
Примечания/синоним	DENSIN; LRRC7
Вид	Человек
GeneID (человек)	57554
GeneID	57554
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 730–890 человеческого LRRC7 (NP_065845.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96NW7
Молекулярная масса белка	173 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом