

Поликлональные Антитела Против Lrrfip1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q32Mz4

Артикул: CM0019327



введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRRFIP1, валидированные для WB и ELISA, реагирующие с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Ценный инструмент для изучения транскрипционной репрессии, пролиферации гладкомышечных клеток и путей сигнальной трансдукции TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRFIP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIIAP1; LRRFIP1
Вид	Человек
GeneID	9208
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 589-809 человеческого LRRFIP1 (NP_001131024.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q32MZ4
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	В ледяном пакете