

Поликлональные Антитела Против Lrrfir2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх, Ифа - Q9Y608

Артикул: CM0019087

введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRRFIP2, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований сигнального пути Wnt и сигнального пути TLR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRFIP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HUFI-2; LRRFIP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9209
GeneID	9209
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-340 человеческого LRRFIP2 (NP_060194.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y608
Молекулярный вес белка	82кДа
Доставка	В ледяном пакете