


Поликлональное Антитело Против Lrrk1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q38Sd2

Артикул: CM0024055



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого LRRK1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. LRRK1 фосфорилирует RAB7A, регулируя внутриклеточный трафик и созревание остеокластов, что имеет значение для исследований метаболизма костной ткани. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRK1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OSMD; RPK6; Roco1; LRRK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79705
GeneID	79705
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-90 человеческого LRRK1 (NP_078928.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q38SD2
Молекулярная масса белка	225 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом