


Кроличье Поликлональное Антитело Против Lrrk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q38Sd2

Артикул: CM0023157



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий LRRK1 (лейцин-богатая повторами серин/треонин-протеинкиназа 1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований внутриклеточного транспорта и регуляции остеокластов. Предсказанная молекулярная масса 225 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRK1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79705
ID гена	79705
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-90 человеческого LRRK1 (NP_078928.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q38SD2
Молекулярная масса белка	225 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом