

Поликлональное Антитело Против Lrrk2 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q5S007

Артикул: CM0013080



введение

Это поликлональное антитело к LRRK2 (кат. № A0859) получено у кроликов с использованием рекомбинантного белка, содержащего аминокислоты 750–910 человеческого LRRK2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Антитело распознает LRRK2 человека, мыши и крысы (~286 кДа). Подходит для исследований в области аутофагии, нейродегенерации и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRK2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Вид	Человек
ID гена	120892
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-910 человеческого LRRK2 (NP_940980.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5S007
Молекулярная масса белка	286 кДа
Доставка	Хладоэлемент