

Кроличье Моноклональное Антитело Против Lrrk2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа — Q5S007

Артикул: CM0006895



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против LRRK2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий LRRK2 (PARK8, Дардарин) — ключевую киназу, участвующую в развитии болезни Паркинсона, аутофагии и функционирования нейронов. Идеально подходит для ИВД и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к LRRK2
Примечания/Алиасы	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	120892
ID гена	120892
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–340 человеческого LRRK2 (NP_940980.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5S007
Молекулярная масса белка	286 кДа
Доставка	Айс-пакет