

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Lrrk2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q5S007

Артикул: CM0022675



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела против LRRK2 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагируют с белками человека, мыши, крысы; нацелены на богатый лейцином повторяющийся серин/треонин-протеинкиназу 2 (LRRK2), ключевой регулятор нейронной пластичности и аутофагии. Идеально подходят для исследований болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRRK2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	120892
GeneID	120892
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-910 человеческого LRRK2 (NP_940980.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5S007
Молекулярная масса белка	286 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент