

Поликлональные Антитела Против Lrsam1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6Uwe0

Артикул: CM0025361

введение

Кроличьи поликлональные антитела против LRSAM1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают LRSAM1 (E3 убиквитин-лигаза, участвующая в аутофагии и нейродегенерации) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRSAM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	90678
GeneID	90678
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UWE0
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент