

Поликлональное Антитело Против Lrwd1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ufc0

Артикул: CM0020521

введение

Кроличье поликлональное антитело против LRWD1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на белок, содержащий лейцин-богатые повторы и WD-повторы 1 (CENP-33/ORCA), участвующий в репликации ДНК и организации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против Lrwd1
Примечания/Альтернативные названия	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	222229
ID гена	222229
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 белка Lrwd1 человека (NP_690852.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UFC0
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом