


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Lsh/Hells Для Wb, If, Ihc, Elisa — Q9Nrз9

Артикул: CM0007580



введение

Моноклональное кроличье антитело против человеческого Lsh/HELLS (Q9NRZ9), валидированное для WB, IF, IHC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований ремоделирования хроматина и метилирования ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело Lsh/HELLS
Примечания/синонимы	LSH; ICF4; PASG; SMARCA6; Nbla10143; Lsh/HELLS
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3070
Идентификатор гена	3070
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 614-838 человеческого Lsh/HELLS (NP_060533.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NRZ9
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент