

Поликлональное Антитело Кролика К Lsm1 Для Вб, Иф/Мкк, Ифа — O15116

Артикул: CM0017413

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого LSM1 (SWISS O15116). Валидировано для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека и мыши. Подходит для изучения деградации мРНК и процессинга гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CASM; YJL124C; LSM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	27257
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-133 человеческого LSM1 (NP_055277.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O15116
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом