

Поликлональные Антитела К Lsm11 Для Wb, Elisa - P83369

Артикул: CM0030096



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку LSM11 человека, ключевому компоненту комплекса U7 snRNP, участвующему в процессинге мРНК гистонов. Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и крысы. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM11 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	AGS8; LSM11
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	134353
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 131-360 LSM11 человека (NP_775762.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P83369
Молекулярная масса белка	40 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом