

Кроличья Поликлональная Антитело К Lsm12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Mhd2

Артикул: CM0022100

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого LSM12, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследования NAADP-опосредованной Ca²⁺-сигнализации. Молекулярная масса белка 22 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	LSM12 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	PNAS-135; LSM12
Вид	Человек
GeneID (человек)	124801
GeneID	124801
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-195 человеческого LSM12 (NP_689557.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q3MHD2
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет