

Кроличыи Поликлональные Антитела К Lsm14A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8Nd56

Артикул: CM0019584



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого LSM14A (RAP55), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Ключевой инструмент для изучения Р-тел, репрессии трансляции и регуляции веретена деления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM14A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26065
GeneID	26065
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого LSM14A (NP_001107565.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8ND56
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент