


Поликлональное Антитело Против Lsm2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y333

Артикул: CM0027575



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок LSM2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует белок массой 11 кДа, реактивность подтверждена на человеческих образцах. Оптимизировано для исследований сплайсинга пре-мРНК и сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	57819
GenelD	57819
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y333
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом