

Кроличья Поликлональная Антитела Против Lsm3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - P62310

Артикул: CM0016192



введение

Кроличьи поликлональные антитела к LSM3, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, детектируют ассоциированный с U6 мяРНК Sm-подобный белок LSM3 человека и мыши, компонент сплайсосомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27258
ID гена	27258
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-102 белка LSM3 человека (NP_055278.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P62310
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом