


Анти-Lsm4 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ip, Elisa - Q9Y4Z0

Артикул: CM0028461



введение

Поликлональные кроличьи антитела против LSM4, Sm-подобного белка, связанного с U6 snRNA, участвующего в сплайсинге пре-мРНК. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA); перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSM4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	GRP; YER112W; LSM4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25804
GeneID	25804
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-139 человеческого LSM4 (NP_036453.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4Z0
Молекулярная масса белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом