

Моноклональное Антитело Кролика Против Lsp1 Для Вб, Иф/Икк, If-P, Ифа — P33241

Артикул: CM0005927



введение

Моноклональное антитело кролика против LSP1 (P33241) валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Специфично к лимфоцит-специфическому протеину 1, идеально подходит для исследований активации нейтрофилов и хемотаксиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSP1 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	WP34; pp52; LSP1
Вид	Человек
ID гена	4046
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33241
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовая упаковка