

Кроличья Поликлональная Анти-Lsp1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P33241

Артикул: CM0029547



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого LSP1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Полезно для изучения активации нейтрофилов и хемотаксиса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	WP34; pp52; LSP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4046
GeneID	4046
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-339 человеческого LSP1 (NP_002330.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P33241
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом