

Поликлональное Антитело Против Lsr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q86X29

Артикул: CM0029455

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому LSR (рецептор липопротеинов, стимулирующий липолиз), валидировано для использования в WB и ИФА, перекрестно реагирует с мишиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований клиренса липопротеинов и биологии плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSR кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	ILDR3; LISCH7; LSR
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	51599
ID гена	51599
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 50-240 человеческого LSR (NP_057009.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86X29
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода