


Кроличыи Поликлональные Антитела K Lss Для Wb И Elisa - P48449

Артикул: CM0025704



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому LSS, ключевому ферменту биосинтеза холестерина. Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для исследований синтеза ланостерола.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LSS Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
Вид	Человек
ID гена (человек)	4047
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого LSS (NP_002331.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P48449
Молекулярная масса белка	83 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом