

Кроличья Поликлональная Антитело Против Lta Для Wb, Ihc-P, Elisa - P01374

Артикул: CM0016616



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого LTA (лимфотоксин-альфа), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для исследований цитокинов и фактора некроза опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTA Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4049
ID гена	4049
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-205 человеческого LTA (NP_000586.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01374
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка-холодильник