


Моноклональное Антитело Против Lta4H Для Wb — P09960

Артикул: CM0009961



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого LTA4H (лейкотриен-A4-гидролазы) для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований воспаления и липидных медиаторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	LTA4H Rabbit mAb
Примечания/синоним	LTA4H; лейкотриен-A4-гидролаза
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4048
Идентификатор гена	4048
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 501-600 человеческого LTA4H (P09960)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09960
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Хладагент