

Поликлональное Антитело Против Lta4H Для Wb И Elisa — P09960

Артикул: CM0020336



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого LTA4H, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. LTA4H — бифункциональный фермент, участвующий в биосинтезе лейкотриена B4 и разрешении воспаления. Идеально подходит для исследований воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTA4H Rabbit pAb
Примечания/синоним	LTA4H
Вид	Человек
GeneID (человек)	4048
GeneID	4048
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 312-611 человеческого LTA4H (NP_000886.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09960
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом