


Анти-Ltb4R Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q15722

Артикул: CM0013066



введение

LTB4R Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные от кролика против синтетического пептида человеческого LTB4R. Валидированы для WB и ELISA, перекрестно реагируют с мышью и крысой, что позволяет проводить исследования воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTB4R Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTB4R1; P2RY7; CMKRL1; LTB4R1; LTB4R
Вид	Человек
ID гена	1241
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 253-352 человеческого LTB4R (NP_001137391.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15722
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом