

Поликлональные Антитела К Ltbp3 Для Wb, Elisa - Q9Ns15

Артикул: CM0013133

введение

Поликлональные антитела кролика к LTBP3 для WB и ELISA, реагирующие с человеческими и крысиными образцами. LTBP3 является ключевым регулятором активации TGF-бета, связан с внеклеточным матриксом. Идеально подходит для исследований IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTBP3 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Псевдоним	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4054
GeneID	4054
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1004-1303 человеческого LTBP3 (NP_001123616.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9NS15
Молекулярная масса белка	139 кДа
Доставка	Ледяной пакет