

Кроличье Поликлональное Антитело К Ltbr Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36941

Артикул: CM0029136



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий LTBR/TNFRSF3. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований апоптоза и сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LTBR Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TNFCR; TNFR3; D12S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4055
ID гена	4055
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 336-435 человеческого LTBR (NP_002333.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36941
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом